



FARBKOMBINATIONSTABELLE

BODY 10g / 50g / 200g




CLEAR CERVICAL 10g / 50g / 200g




MAMELON 10g / 50g



TISSUE 10g / 50g



MODIFIER 10g / 50g



ADD-ON 10g / 50g



ENAMEL 10g / 50g / 200g



SPEED EMAIL 10g / 50g / 200g



TRANSLUCENT 10g / 50g / 200g



LUSTER 10g / 50g / 200g




INTERNAL STAIN 3g



EXTERNAL STAIN 3g (Glaze 10g / 30g)



ADDMATE 10g



NORITAKE SUPER PORCELAIN EX-3 LINE-UPS

Universal Paste Opaque: Gleiche Farbe wie Paste Opaque und Paste Opaque Modifier.

Value Shades: Value Shades sind zusätzliche Farbtöne, die die bestehende Noritake Super Porcelain EX-3 Auswahl an Body- und Opacious Body- Keramiken um den VITA® 3D-Master® Farbton erweitern.

Speed Email (S1, S2, S3, S4): Speziell entwickelt für die Zweischicht-Technik.

N Color Shade: N Color Shade ist so konzipiert, dass es eine chromaintensive Body- und Paste Opaque Optik (Universal Paste Opaque, Powder Opaque) des Farbtons erreicht. Mit verstärkter Chromagehalt kann es sogar bei Restaurationen mit Platzmangel für den Keramikaufbau eingesetzt werden.

kuraray

Noritake

FÜR EIN NATÜRLICHES ERGEBNIS.

Schichtkeramiken für Metallkeramik-Restaurationen.

Noritake Super Porcelain EX-3

Super Porcelain EX-3



BORN IN JAPAN

- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts die mit dem Produkt gelieferte Gebrauchsanweisung durch.
- Die Spezifikationen und das Erscheinungsbild des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Gedruckte Farben können sich leicht von den tatsächlichen Farben unterscheiden.

„CERABIEN“ und „KATANA“ sind Marken von NORITAKE CO., LIMITED.

Kuraray Europe GmbH
 BU Medical Products
 Philipp-Reis-Str. 4
 65795 Hattersheim am Main
 Deutschland

Telefon +49 (0) 69-305 35835
 E-Mail dental.de@kuraray.com
 Website www.kuraraynoritake.eu

kuraray *Noritake*

EINFACH NATÜRLICH

EIN TECHNOLOGISCHES MEISTERWERK, DAS DIE NATÜRLICHKEIT DER ZÄHNE DURCH IHRE HÄNDE PERFEKTIONIERT.


Noritake Super Porcelain EX-3 ist ein hochwertiges Keramiksystem, das dank des umfassenden Wissens und der Keramiktechnologie von Kuraray Noritake Dental entwickelt wurde.

PRÄZISION DER NATÜRLICHEN ZÄHNE

Das Farbkonzept von Kuraray Noritake Dental schafft eine intraorale Harmonie, indem es die grünliche Farbe verringert und einen rosa Farbton hinzufügt.

FLUORESZENZ ERZEUGT DEN NATÜRLICHEN LOOK

Noritake Super Porcelain EX-3 verfügt über ein reines fluoreszierendes Hellblau. Dies erzeugt die Optik eines natürlichen Zahnes.



Noritake Super Porzellan EX-3 und natürlicher Zahn unter UV-Licht

KLINISCHE DATEN

Lebensdaueranalyse von PFM (mit Noritake Super Porcelain EX-3) Seitenzahnkronen

Gruppe	Gesamtzahl der Kronen	Mittlere Lebensdauer (SE) (Tage)	Lebensdauerwahrscheinlichkeit in %
PFM	1080	2694 (5)	99.3

Fusun Ozer, DMD, PhD others. "A retrospective survey on long-term survival of posterior zirconia and porcelain-fused-to-metal crowns in private practice", Quintessence Int 2014;45:31-28

Coping system: Lava, 3M ESPE; Procera, Nobel Biocare; KATANATM, Kuraray Noritake Dental hergestellt von einem Dental Labor (Cusp, Boston)

1. FALL

Keramikverblendung auf einer Metalrestauration



Vorbereitung der Zähne



Postoperative Ansicht

Herstellung durch Naoki Hayashi, RDT

2. FALL

Keramik bei einer Veneer Restauration



Präoperative Ansicht



Postoperative Ansicht

Herstellung durch Nondas Vlachopoulos, RDT

3. FALL

PFM Frontzahnkronen mit Noritake Super Porcelain EX-3



Präoperative Ansicht




Laminate Veneer (Verblendschalen)



Postoperative Ansicht

Herstellung durch Daniele Rondoni, RDT




Noritake Super Porcelain EX-3 Chroma Map

von Daniele Rondoni, RDT


FARBKOMBINATIONSTABELLE

PASTE OPAQUE 6g / 2.4ml




*Bei verschiedenen Legierungstypen führt die NP Bonder Farbe zu unterschiedlichen Farbergebnissen.


PASTE OPAQUE MODIFIER 3g / 1.2ml




UNIVERSAL PASTE OPAQUE 6g




UNIVERSAL PASTE OPAQUE MODIFIER 3g




PULVER OPAQUE 10g / 50g / 200g




PULVER OPAQUE MODIFIER 10g / 50g



MARGIN 10g / 50g



OPACIOUS BODY 10g / 50g / 200g



CERVICAL 10g / 50g / 200g

